



Desinfecção de Sondas

Preparação e Procedimentos

1. Limpar o equipamento imediatamente após a utilização. Se possível, o equipamento deve ser desligado da corrente elétrica.
2. Desconectar os dispositivos e os cabos ligados à sonda.
3. Se aplicável, remover todas as proteções ou coberturas. As proteções das sondas não substituem a necessidade de limpar.
4. Aplicação:
 - **Toalhetes:** Retirar um toalhete da embalagem. Retirar o excesso de líquido do toalhete antes de limpar a sonda. O toalhete deve estar molhado mas não a pingar.
 - **Detergente desinfetante líquido:** Nunca pulverizar o equipamento diretamente. Pulverizar um pano ou um toalhete descartável e aplicar na sonda. O pano ou o toalhete devem estar molhados mas não a pingar.
5. Deixar a superfície molhada durante o tempo de contacto necessário.
6. Enxaguar com um toalhete húmido, se necessário.
7. Limpar com um pano ou toalhete descartável ou deixar secar ao ar.
8. Efetuar uma desinfecção de alto nível, quando necessário. Nota: A sonda deve estar completamente limpa, enxaguada e seca antes de se proceder à desinfecção de alto nível, uma vez que os resíduos de água, de gel ou outros, podem influenciar a eficácia da desinfecção.

Produtos Recomendados:



Os produtos Oxivir® podem ser usados na limpeza e desinfecção de dispositivos médicos não-invasivos.

* Por favor, contactar o representante da Diversey para obter as diluições adequadas.

Utilize os desinfetantes em segurança. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto. Estes materiais são disponibilizados apenas para fins de informação geral e não substituem a responsabilidade de cada utilizador avaliar os requisitos operacionais, legais e outros aplicáveis a cada unidade. As recomendações sobre compatibilidade, a não ser que especificado de outro modo, baseiam-se em conclusões da Diversey tendo em conta o testemunho de clientes e a testagem de materiais. Se tiver alguma questão específica, contactar o fabricante do equipamento.