

PearlFit Positioning Aid


Universal patient positioning aid
Universelle Patientenlagerungshilfe
Système universel de positionnement de patient
Sistema di posizionamento pazienti universale
ユニバーサル患者ポジショニングエイド
Ayuda universal de posicionamiento del paciente
Ajuda universal de posicionamento do paciente
Almen patientplaceringshjælp
Yleiskäyttöinen potilaan asentotuki
Universell pasientposisjoneringshjelp

Universeel patiënt positioneringshulpmiddel
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ป่วยทั่วไป
Универсальное средство для позиционирования пациента
Uniwersalny system do stabilizacji pacjenta.
환자 고정 부목 기구
通用病患定位輔助
Evrensel hasta yerleştirme yardımı
Univerzální pomůcka pro umístění pacienta
Universaalne patsiendi paigutusabi

Intended use: Short-term patient positioning and stabilization device during invasive and non-invasive procedures to be used on intact patient's skin. Non-Sterile and not to be used in the sterile field.

Disinfection and Cleaning:


- Use disinfectant wipes, do not spray disinfectant on product directly
- Any commonly used disinfectant for surface and wipe disinfection can be used
- PearlFit Positioning Aids should be cleaned and disinfected after each application



Zweckbestimmung: Kurzzeitige Patientenpositionierung und -stabilisierung während invasiver und nicht-invasiver Verfahren zur Anwendung auf der intakten Haut. Nicht steril und nicht im sterilen Bereich zu verwenden.

Desinfektion und Reinigung:

- Wischdesinfektion, Reinigungsmittel nicht direkt auf Produkt sprühen
- Empfohlen sind handelsübliche Mittel zur Wisch- bzw. Flächendesinfektion von Kunststoffoberflächen
- PearlFit Lagerungshilfen nach jeder Anwendung reinigen und desinfizieren



Usage prévu: Dispositif de positionnement et de stabilisation à court terme du patient lors de procédures invasives et non invasives, à utiliser sur la peau intacte du patient. Non stérile et ne doit pas être utilisé dans la zone stérile.


Désinfection et nettoyage:

- Utilisez des lingettes désinfectantes. Ne pas asperger du produit désinfectant directement
- Tous les désinfectants ou lingettes habituels peuvent être utilisés
- Les aides aux positionnement PearlFit doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation

Destinazione d'uso: Dispositivo per il posizionamento e la stabilizzazione a breve termine del paziente durante procedure invasive e non invasive, da utilizzare su pelle intatta del paziente. Non sterile e da non utilizzare in campo sterile.

Disinfezione e pulizia:

- Usare salviette disinfettanti, non applicare il disinfettante direttamente sul prodotto
- Si consiglia l'utilizzo di comuni disinfettanti per superfici e superfici sintetiche
- Dopo ogni utilizzo pulire e disinfettare PearlFit sistemi di posizionamento



使用目的: 温存された患者の皮膚に適用される侵襲的手法および非侵襲的手法で使用される短期間の患者位置決めと固定具

滅菌非対応で、滅菌範囲には使用しない。

消毒と清掃

- 消毒液で拭き取り、洗剤を直接製品に吹き付けしないでください。
- 拭き取りにはプラスチック表面の消毒用のような普通の消毒剤が使用できます。
- PearlFit ポジショニングエイドは毎回使用後に清掃、消毒してください。

PearlFit Products

REF	Products	REF	Products
1112	PearlFit Roll 40	1124	PearlFit Cushion 50x20x4
1113	PearlFit Roll 50	1132	PearlFit Wedge 56x50x25
1114	PearlFit Cushion 30x20x4	1136	PearlFit Cushion 22x8x1
1115	PearlFit Cushion 50x30x7	1137	PearlFit Cushion 30x11x2
1116	PearlFit Cushion 50x30x10	1138	PearlFit Wedge 30x50x15
1117	PearlFit Wedge 26x25x7	1140	PearlFit Cushion 200x75x7
1118	PearlFit Flex 6	1142	PearlFit Cushion 50x50x5
1119	PearlFit Flex 3	1145	PearlFit Cushion 27x6x1
1120	PearlFit Cushion 130x60x10	1148	PearlFit Head/Neck Tilt15
1121	PearlFit Head/Neck	1179	PearlFit Cushion DIM
1122	PearlFit Forehead	1180	PearlFit Wedge DIM
1123	PearlFit Inlay Head		



MR safe
MR-sicher
Compatible avec RM
Sicura per la RM
MR に使用可
Compatible con resonancias magnéticas
Seguro para fins de ressonância magnética
MR-sikker
MR-turvallinen
MR-sikkert
MR-säker
MR-veilig
ปลอดภัยสำหรับ เครื่องสแกน MR
MP-безопасно
Do użytku z MR
MR 환경에서 사용 가능
MR 可安全使用
MR uyumludur
MR turvaline
Bezpečné pro použití na magnetické rezonanci



Non sterile
Nicht steril
Non stérile
Non sterile
非滅菌
No estéril
Não esterilizado
Ikke steril
Ei steriili
Ikke sterilt
Ej steril
Niet steriel
ไม่ปลอดเชื้อ
Нестерильно
Produkt niesterylno
비멸균제품
非滅菌
Steril değildir
Mittesteriilne
Nesterilni

Do not sterilize
Nicht sterilisieren
Ne pas stériliser
Non sterilizzare
滅菌しないでください。
No esterilizar
Não esterilizar
Må ikke steriliseres
Ei saa steriloida.
Må ikke steriliseres
Får ej steriliseras
Niet steriliseren
ห้ามทำการปลอดเชื้อ
He стерилизовать
Nie sterylizować
멸균하지 마십시오
請勿滅菌
Steril etmeyiniz
Åra steriliseeri
Nesterilizovatelné

