

MULTIPAD PRODUKT-FAMILIE

DER NEUE «STANDARD OF CARE»

Die Pearltec Produkte repräsentieren den neuen «Standard of Care» für die Lagerung, Positionierung und Fixierung von Patienten bei MR- und CT-Untersuchungen bezüglich Bildqualität, Handhabung, Hygiene und Patientenkomfort.

SWISS TECHNOLOGY INSIDE

Die innovative und patentierte Produkttechnologie, welche in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und anderen renommierten Instituten entwickelt worden ist, bestehend aus weichen und beweglichen Polystyrolperlen in Kombination mit aufblasbaren Luftkammern, passt sich optimal dem Patienten an und ermöglicht dadurch eine individuelle und schonende Lagerung, Positionierung und Fixierung.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Pearltec bietet seinen Kunden innovative Lösungen für die Lagerung, Positionierung und Fixierung im Bereich der Radiologie und Radiotherapie an. Dazu gehört ein breites Portfolio an Standardprodukten sowie kundenspezifische Lösungen für Systemanbieter und technische Lösungen für die Forschung.



MULTIPAD PRODUKT-FAMILIE

Die flexible und universell einsetzbare MULTIPAD Produktfamilie ermöglicht eine optimale Patientenlagerung, -positionierung und -fixierung bei allen Untersuchungen mit Kopf- und Extremitätenspulen.



MULTIPAD Standard

Das MULTIPAD Standard ist durch die Dimension 17x6 cm und der variablen Dicke von 2 bis 5 cm besonders geeignet, wenn keine spezifischen Einschränkungen vorliegen.



MULTIPAD Plus

Das MULTIPAD Plus ist durch die Dimension 17x11 cm und der variablen Dicke von 2 bis 5 cm besonders geeignet bei der Erschliessung grösserer Zwischenräume.



MULTIPAD Slim

Das MULTIPAD Slim ist durch die Dimension 17x9 cm und der variablen Dicke von 1 bis 3 cm besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen.





Cover MULTIPAD

Die Überzüge für die MULTIPAD Produktfamilie bilden einen integralen Bestandteil für eine hygienische und patientenfreundliche Anwendung.

Mindestens vier gute Gründe die Pearltec Produkte als neuen «Standard of Care» für die Lagerung, Positionierung und Fixierung Ihrer Patienten bei MR- und CT-Untersuchungen einzusetzen.

WENIGER BEWEGUNGS- ARTEFAKTE

Führen zu einer verbesserten Bildqualität und damit zu einer zuverlässigen Diagnostik. Führen zu weniger Wiederholungssequenzen und damit zu Zeit- und Geldersparnis.




ANWENDERFREUNDLICHE SYSTEMLÖSUNG

Ermöglicht eine effiziente, übersichtliche und einfache Handhabung und reduziert dadurch die Lagerungsproduktvielfalt.



HYGIENISCH EINFWANDFREI

Lässt sich einfach reinigen, schützt zuverlässig und begünstigt damit die Sicherheit und das Wohlbefinden des Patienten.



HOHER PATIENTENKOMFORT

Die adaptive und druckstellenfreie Immobilisierung erhöht den Patientenkomfort und wirkt sich dadurch positiv auf den gesamten Untersuchungsverlauf aus.



ANWENDUNGSBEISPIELE

Die flexible MULTIPAD Produktfamilie, bestehend aus MULTIPAD Standard, MULTIPAD Plus, MULTIPAD Slim, kann einzeln oder in Kombination bei allen Untersuchungen mit Kopf- und Extremitätenspulen eingesetzt werden.

