

Pearltec Lagerungslösungen

PearlFit


Die PearlFit Lagerungshilfen können bei allen radiologischen Untersuchungen zur angenehmen und zugleich stabilen Patientenlagerung innerhalb und ausserhalb des Untersuchungsbereiches verwendet werden.



PearlFit Cushion

22 x 8 x 1 cm		Art. 1136
27 x 6 x 1 cm		Art. 1145
30 x 11 x 2 cm		Art. 1137
30 x 20 x 4 cm	TIPP	Art. 1114
50 x 20 x 4 cm		Art. 1124
50 x 30 x 7 cm	TIPP	Art. 1115
50 x 30 x 10 cm	TIPP	Art. 1116
50 x 50 x 5 cm	TIPP	Art. 1142
130 x 60 x 10 cm		Art. 1120
200x 75 x 7 cm		Art. 1140

Die PearlFit Cushions eignen sich je nach Grösse hervorragend zur stabilen und druckstellenfreien Lagerung innerhalb und ausserhalb des Untersuchungsbereiches.



PearlFit Wedge

26 x 25 x 7 cm		Art. 1117
30 x 50 x 15 cm		Art. 1138
56 x 50 x 25 cm	TIPP	Art. 1132

Durch die PearlFit Wedge Lagerungshilfe lassen sich Körperteile in eine angewinkelte Position bringen.



PearlFit Roll

Ø = 18, L = 40 cm		Art. 1112
Ø = 18, L = 50 cm	TIPP	Art. 1113

Die PearlFit Roll kommt bei allen radiologischen Untersuchungen in erster Linie bei Rückenlage in der Kniekehle der Patienten zum Einsatz.



PearlFit Flex

6 Kammern, 90 x 50 x 5 cm

Art. 1118

3 Kammern, 90 x 50 x 7 cm

Art. 1119

Die PearlFit Flex Produkte sind als Kissen, Keil und Rolle formbar und eignen sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen.



PearlFit Head/Neck **TIPP**

Art. 1121

Das PearlFit Head/Neck wird als Kopfunterlage verwendet, wenn Patienten in Rückenlage auf dem Patiententisch liegen.



PearlFit Forehead

Art. 5005

Das PearlFit Forehead besteht aus zwei Komponenten und wird als Kopfunterlage im Stirnbereich in Bauchlage verwendet.



PearlFit Inlay Head

Art. 1123

Das PearlFit Inlay Head ist eine passgenaue Einlage für alle gängigen Kopfspulen und -halterungen und dient der Reduktion von Druckstellen am Hinterkopf.