

iFIX Fixierungssystem

Das iFIX System zur Patientenfixierung ist ein hygienischer Ersatz für alle bisher eingesetzten Gurte, Klett- und Klebebänder. Es kombiniert Mikro-Klett-Ankerprodukte mit medizinischem Einweg-Vlies.



iFIX Fleece

5 (Rolle: 5 cm x 30 m)

Art. iSYS-31618

15 (Rolle: 15 cm x 200 m)

Art. iSYS-16304

50 (Rolle: 50 cm x 30 m)

Art. iSYS-17674

Das iFIX Fleece ist als Rolle in einer Dispenserbox in drei unterschiedlichen Breiten verfügbar und kann mittels mitgeliefertem Schneidewerkzeug auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.



iFIX Head Mask

XS (10 Stk)

Art. iSYS-26102

S (10 Stk)

Art. iSYS-26105

M (10 Stk)

Art. iSYS-26104

L (10 Stk)

Art. iSYS-26103

XL (10 Stk)

Art. iSYS-29341

L elongated (10 Stk)

Art. iSYS-35080

Die iFIX Head Mask dient der Immobilisierung des Kopfes von Patienten.



iFIX Slot Adapter

8/30 (4 Stk)

Art. iSYS-16192L003

3/30 (4 Stk)

Art. iSYS-17622L003

Der iFIX Slot Adapter ist mit dem Mikrokleb beschichtet und kann direkt in die Schienen am Patiententisch eingeschoben werden.



iFIX Patch

15 (8 Stk)
 25 (6 Stk)
 50 (4 Stk)
 75 (4 Stk)
 15 x 6 (3 Stk)

Art. iSYS-16180L001
 Art. iSYS-16180L002
 Art. iSYS-16180L005
 Art. iSYS-16180L007
 Art. iSYS-32982

Der iFIX Patch ist ein selbstklebender Mikrokleb, welcher an den Patiententisch oder an Vakuumkissen angebracht werden kann.



iFIX Patch Adapter

50 (4 Stk)

Art. iSYS-16179L001

Der iFIX Patch Adapter ist auf der einen Seite mit Mikrokleb beschichtet und kann an den bestehenden Kleb von Halterungen, Schalen und Patiententischen angebracht werden.

