



SimpliShade™


Système de Composite Universal Simplifié

Simplifiez votre flux de travail avec seulement trois teintes

SimpliShade, est fondé sur la Technologie ART (Adaptive Response Technology). Avec seulement 3 nuances (Light, Medium et Dark), SimpliShade couvre les 16 teintes VITA® classiques.

Simplifiez votre gestion de stock, économisez du temps lors du choix de la teinte tout en ayant confiance en des qualités de manipulation premium et une restauration hautement esthétique. Faites en sorte que vos patients gardent le sourire en toute confiance tout en simplifiant votre flux de travail avec SimpliShade.

Caractéristiques & avantages



Simplifiez la correspondance des teintes

La sélection des teintes est plus facile et plus rapide. SimpliShade associe les 16 teintes classiques VITA avec seulement 3 nuances : Light, Medium et Dark.



Technologie ART (Adaptive Response Technology)

La technologie ART, grâce à son réseau de nanocharges déjà éprouvée avec le composite HARMONIZE, vous aide à réaliser des restaurations réalistes avec une résistance exceptionnelle et une esthétique inégalée.



Rationalisez la gestion des stocks

Économisez du temps et de l'argent avec un minimum de nuances pour répondre à presque tous vos besoins. Désencombrez vos étagères, épargnez-vous le fardeau de recommander trop de références différentes et réduisez ou éliminez les produits périmés.



Universel pour toutes les classes de cavité

Utilisez SimpliShade en toute confiance dans toutes les classes de cavités sans avoir besoin d'un opaqueur, contrairement à OMNICHROMA®.*


Simplification Sans Compromis

Simplifiez votre flux de travail et la gestion des stocks sans compromis pour vos restaurations.


Des restaurations qui brillent

La très petite taille des particules de SimpliShade (50 nm) permet une meilleure aptitude au polissage et une meilleure capacité à maintenir le lustre et la brillance au fil du temps.²

Polishability Chart (GU)
Progloss, 10 seconds




Brillance après usage de la
brosse à dent (GU)




Restaurations plus durables

Le système ART permet une charge élevée de 81% pour une excellente dureté, une meilleure résistance à l'usure, à l'effritement ainsi qu'à la fracture au fil du temps.

Résistance à la flexion (MPa)



Usure volumétrique (mm³)



Université de l'Alabama à Birmingham

Excellente radio-opacité


Plus il est radio-opaque, plus il est facile de distinguer la restauration de la structure dentaire avec une radiographie. SimpliShade avec 300% d'Al est presque deux fois plus radio-opaque que l'OMNICHROMA.¹



Radiographie prise d'une dent humaine avec une restauration de Classe II.²


Translucidité optimale

SimpliShade offre une opacité idéale pour imiter la structure dentaire, afin de mieux masquer les taches sous-jacentes des dents et bien se fondre dans la dentition environnante, ce qui donne une restauration plus réaliste.²



Meilleur mimétisme

SimpliShade a un effet caméléon amélioré pour un meilleur mimétisme par rapport à OMNICHROMA utilisé avec un opaquer.²



OM – OMNICHROMA® avec un opaquer SS - SimpliShade™

SimpliShade Avant & Après

Guide d'équivalence teinte VITA



Case images courtesy of Dr. Matthew Miller



A1, B1, B2, C1, D2



A2, A3, C2, D3, D4



A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Références

37001 Syringe, Light

37002 Syringe, Medium

37003 Syringe, Dark

37004 Syringe, Bleach White

37005 Syringe, Universal Opaque

37006 Unidose 20 Pack, Light

37007 Unidose 20 Pack, Medium

37008 Unidose 10 Pack, Dark

37009 Unidose 10 Pack, Bleach White

37010 Unidose 10 Pack, Universal Opaque

Visitez www.kerrdental.com pour plus d'information.

Références:

1. Université de l'Alabama à Birmingham
2. Kerr. Données Internes. Disponible sur demande.

SimpliShade est une marque déposée par Kerr Corporation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'étude de l'université de l'Alabama à Birmingham était une étude à l'aveugle et sponsorisée par Kerr.